

Sterilizzatore per strumenti

Per un centro sicuro e sterile











Programma

Durata della sterilizzazione in min Durata dell'asciugatura in min Durata totale della sterilizzazione in min

Approvviggionamento idrico con acqua

134°C FAST*	134°C	12100
3,5	4	15
	3	5
7	15	30

Il programma FAST 134 (di Classe S) di soli 7 minuti è dedicato a strumenti solidi non porosi, e non imbustati.

Dati tecnici

Alimentazione
Potenza installata
Consumo medio di energia per ciclo
Consumo massimo di energia
Pressione di esercizio
Pressione massima
Pressione massima
2,3 Ba
Temperatura massima del processo
Volume della camera operativa
Capacità massima di buste (orientativa)
Carico massimo per ciclo di sterilizzazione
Dimensioni interne tray
Consumo medio di acqua
Livello massimo di rumore
Peso
Grado di protezione
Archiviazione dei dati del processo
USB D

230V/50Hz 3250 W 500 W 15 A 2,1 Bar 2,3 Bar 137°C 2,7 I 8 0,5 kg 28x18x45mm 60 ml 42 dB 15 kg IP20 USB Drive

۹