




AZIONE SINERGICA PROFONDA

L'azione sinergica di laser, LED e radiofrequenza, concentrata grazie al massaggio endodermico, permette di migliorare la produzione di collagene ed elastina e, allo stesso tempo, di migliorare la microcircolazione.

DEEP SYNERGIC ACTION

The synergic action of laser, LED and radiofrequency, enhanced by the endodermic massage, allows to increase the production of collagen and elastin and at the same time to improve the microcirculation.



Collagene ed elastina
Collagen and elastin

Cellule adipose
Fat cells

EFFICACIA TESTATA

Applicazioni mirate in totale sicurezza

Rigenera³ è il risultato di un accurato lavoro di sperimentazione dei nostri consulenti scientifici e rappresenta oggi il raggiungimento di un obiettivo importante: combinare con grande efficacia più tecnologie estetiche in un'unica apparecchiatura. Rigenera³ è stata testata per ciascun target di trattamento, raggiungendo ottimi risultati.

PROVEN EFFICACY

Focused applications in total safety

Rigenera³ is the result of an accurate experimental work carried out by our scientific consultants and today it represents the achievement of an important target: to combine with great effect different aesthetic technologies in one equipment. Rigenera³ has been tested for each target of treatment with excellent results.



prima/before

dopo/after

prima/before

dopo/after

prima/before

dopo/after

RIGENERA³



CARATTERISTICHE TECNICHE

Radiofrequenza	multipolare
Frequenza di emissione RF	455 KHz
Vacuum	pulsato/continuo
Lunghezza d'onda LED rosso	633 nm
Lunghezza d'onda laser	905 nm
Area di trattamento	viso/corpo
Protocolli preimpostati	6
Protocolli memorizzabili	memoria interna
Uscite	2
Display	10.1" touch screen a colori
Dimensioni (L X P X H)	62 x 39 x 111 cm
Peso	25 Kg
Alimentazione da rete	230 Vac

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Radiofrequency	multipolar
RF output frequency	455 KHz
Vacuum	pulsed/continuous
Red LED wavelenght	633 nm
Laser wavelenght	905 nm
Treatment area	face/body
Preset protocols	6
User-defined protocols	user memory
Outputs	2
Display	10.1" colour touch screen
Dimensions (L x W x H)	62 x 39 x 111 cm
Weight	25 Kg
Power supply	230 Vac



EME Srl Via degli Abeti 88/1 61122 Pesaro (PU) Italy
T. +39 0721 400791 F. +39 0721 26385 info@eme-srl.com
www.eme-estetica.com




RIGENERA³

RF-Softlaser-LED-Vacuum

Azione combinata
per risultati straordinari
su viso e corpo

Combined action
for extraordinary effects
on face and body

Made in Italy



rev. 4.10.2019 E2706075

RIGENERA 3

L'efficacia della tecnologia combinata

Il calore profuso dalla **radiofrequenza**, in modo mirato e controllato elettronicamente dal *TPE Control System*, stimola la sintesi di nuovo collagene ed elastina da parte dei fibroplasti, permettendo così un rinnovamento cellulare profondo.

Il **massaggio vacuum** (pressione a vuoto) pratica una leggera "aspirazione" del tessuto cutaneo che riattiva il microcircolo favorendo la circolazione sanguigna e linfatica.

La **fotobiomodulazione**, grazie alla potenza della luce atermica dei **LED**, stimola il metabolismo cellulare, inducendo derma e sottoderma ad aumentare la produzione di collagene ed elastina. La fotobiomodulazione garantisce anche un effetto antiossidante, contrastando la produzione di radicali liberi (responsabili del processo di invecchiamento) e un effetto antinfiammatorio, riducendo i processi di alterazione dei tessuti che causano la cellulite.

Il **softlaser** stimola la microcircolazione con notevole miglioramento sui capillari di viso e corpo. L'attivazione della microcircolazione riduce la ritenzione idrica e elimina le tossine.

RIGENERA 3

The efficacy of combined technologies

The heat of **radiofrequency**, directed by TPE Control System in a targeted and electronically controlled area, stimulates the activity of fibroblasts to synthesize new collagen and elastin, thus allowing a deep cellular renewal.

The **vacuum massage** (vacuum pressure) provides a gentle "aspiration" of skin tissue that reactivates the microcirculation, promoting blood and lymphatic circulation.

The **photobiostimulation**, due to the power of the athermic light of **LED**, stimulates cell metabolism, causing dermal and subdermal increase of collagen and elastin production. The photobiomodulation also provides two useful additional effects: the antioxidant effect that counteracts the production of free radicals (responsible for the aging process) and the anti-inflammatory effect, which reduces those processes tissues alteration that cause the appearance of cellulite.

The **softlaser** increases the microcirculation with improvement on capillaries of the face and body. The activation of microcirculation reduces water retention. The toxins are then eliminated.



Cod. EI10130 (Italy)
Cod. EI10130/M (World)

RISULTATI GARANTITI SU VISO E CORPO

Rigenera³ tratta la cellulite riducendo l'effetto a buccia d'arancia, rimodella il corpo, riattiva il metabolismo tissutale - ossigenandolo e migliorando la microcircolazione -, tonifica i tessuti combattendo la lassità cutanea e dona un effetto lifting a viso e décolleté dalla prima seduta.

GUARANTEED RESULTS ON FACE AND BODY

Rigenera³ treats the cellulite reducing the orange peel skin, it remodels the body, it reactivates tissue metabolism - increasing microcirculation and oxygenation -, it tones up tissues fighting skin laxity and it gives lifting effect to face and décolleté from the first session.



MANIPOLO VISO

Di piccole dimensioni (diametro 3 cm), permette un perfetto e piacevole trattamento delle zone viso, collo e décolleté. Il manipolo viso di Rigenera³ utilizza i benefici di radiofrequenza, vacuum, softlaser e LED di colore rosso per il trattamento di rughe, lassità cutanea e piccole imperfezioni.

MANIPOLO CORPO

Il manipolo corpo di Rigenera³, leggero e dall'impugnatura ergonomica, è stato progettato appositamente per intervenire su cellulite, rimodellamento corporeo e gonfiori localizzati. Permette di eseguire trattamenti dolci e localizzati utilizzando l'azione rimodellante di radiofrequenza, vacuum, softlaser e LED di colore rosso.



FACE PROBE

Its small size (diameter 3 cm), allows a perfect and pleasant treatment of visage, neck and décolleté. The Rigenera³ face probe takes advantage of the benefits of radiofrequency, vacuum, softlaser and LED red light for the treatment of wrinkles, skin laxity and small imperfections.

BODY PROBE

Its ergonomic and lightweight handpiece is specifically designed to operate on cellulite, body contouring and localized swelling. The Rigenera³ body probe allows sweet and localized treatments, through the remodeling action of the radiofrequency, vacuum, softlaser and LED red light.



SOFTWARE USER-FRIENDLY

Rigenera³ ha al suo interno un nuovo software in alta risoluzione, con la possibilità di visionare i movimenti da effettuare per ogni trattamento sulle varie zone del corpo e del viso.

USER-FRIENDLY SOFTWARE

Rigenera³ has a new high-resolution software, thanks to which it is possible to associate each pre-set treatment with short tutorial videos, that show the right movements to be performed for each treatment on various areas of the body and face.